



PEDRA MATIC

Aquecedor profissional para pedras de massoterapia. Este aparelho foi desenvolvido com a mais alta tecnologia para atender esta nova exigência dos profissionais de massoterapia. Seu corpo foi desenvolvido em aço inox, para evitar que o contato com água venha a danificar o mesmo.

O aparelho possui termostato para o controle de temperatura, resistência blindada para maior segurança, luz indicadora de funcionamento e chave seletora de voltagem.

MODO DE USAR

Antes de conectar seu aparelho à rede elétrica verifique se a voltagem na chave seletora, na parte de baixo do aparelho, está correta com a tomada a ser ligada.

Retire o plástico protetor azul do fundo e da lateral do aparelho.

Coloque as pedras de massoterapia no aparelho e em seguida coloque água até que cubra as mesmas, lembrando que não deve ultrapassar a borda do aparelho, para que os componentes internos não tenham contato com a água, assim evitando o risco de danificar seu aparelho, um curto circuito ou ocasionar até mesmo um choque.

Em seguida ligue o aparelho colocando o botão (knob), entre a temperatura 5 ou 6, para que ocorra um aquecimento mais rápido. Certifique que as pedras estejam na temperatura, que possibilite o trabalho com o seu cliente, indicamos entre o 2 e 4.

LIMPEZA DO APARELHO

A limpeza do aparelho deve ser feita logo após seu uso, com um pano umedecido com álcool, para que fique higienizado para o próximo uso.

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

Ao limpar o aparelho desligue-o da rede elétrica (tomada).

Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura do aparelho, pois isso ocasionará o funcionamento inadequado do aparelho.

- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE I, protegido por aterramento contra choque elétrico

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2006
- IEC60335-2-23:2003

Fabricado por Mega Bell Ind. e Com. Ltda.

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321 - www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Insc. Estadual: 116.472.255.112

Rev01 - 04/10/2016

Certificado de Garantia

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e número de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: **PEDRA MATIC** Nº N.F. : _____

Vendedor: _____ Consumidor _____

Rua: _____ Rua: _____

Nº: _____ Tel.: () _____ Nº: _____ Tel.: () _____

Cidade: _____ Estado: _____ Cidade: _____ Estado: _____

via de controle



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

GARANTIA

A **MEGA BELL** Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 (um) ano a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.



Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e número de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Vendedor: _____ Rua: _____

_____ Nº: _____

Rua: _____ Cidade: _____

Nº: _____ Estado: _____

Estado: _____ Data da Compra: _____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura