

GEL MATIC

Aquecedor profissional/doméstico para gel em frascos até 300g. Aparelho bivolt automático 127V/220V. Com chave liga-desliga com indicador luminoso de funcionamento.

Instruções de uso do Gel Matic

Coloque o frasco de gel no aparelho e ligue o mesmo. Aguarde cerca de 30 minutos para iniciar a aplicação do gel. O aparelho manterá automaticamente o gel numa temperatura agradável de utilização.

IMPORTANTE: Antes de aplicar o gel na pele verifique a temperatura do mesmo.

Limpeza do Aparelho

Desligue o aparelho e aguarde seu esfriamento até chegar a uma temperatura ambiente e que permita sua higienização. Limpar com uma flanela com álcool.

Importante para a sua segurança

- Não use o aparelho em locais molhados
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou o mesmo apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Esse aparelho não se destina à utilização por pessoas (Inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Aparelhos com isolamento Classe I

A empresa Mega Bell, agradece a preferência e a confiabilidade em nossos produtos.



APARELHO CLASSE I: protegido por aterramento contra choque elétrico.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

NORMAS REFERENCIAIS:

IEC60335-1:2016

IE60335-2-23:2019

 /megabell.mb  /megabell.mb

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112